

ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Koncentrat do myjek ultradźwiękowych

Producent: **Natex-Destlo Cymerman Karol**
Adres: Ul. Wojska Polskiego 29/6, 85-825 Bydgoszcz, Polska
Telefon: +48 795000585

Nazwa składnika	Nazwa INCI	Numer CAS	Stężenia
woda	AQUA	7732-18-5	> 10%
alkohole, C12-14, etoksylowane	LAURETH-2	68439-50-9	> 10%
bronopol	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	52-51-7	< 0,1%
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on	OCTYLISOTHIAZOLINONE	26530-20-1	< 0,1%
kompozycja zapachowa	-	-	< 0,1%

Tabela korelacji między nazwami INCI, a nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS:
<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

29.05.2017